

②超超低床3モーターベッド 仕様書

品 名：超超低床3モーターベッド、差込式サイドレール、移動バー、マットレス

参考商品：ベッド (FLB-05)、サイドレール (SR-100JJ GY)

移動バー (GR-510 GY)、マットレス (SM-61SW)

- 1-1 ベッドの外形寸法は全長 2,140mm で、全幅 1,030mm であること。
- 1-2 誤ってベッドから転落した場合でも身体に受ける衝撃を最小限にとどめられる最低床高さが 110mm であり、介護、看護する方の作業をさまたげず、介護負担の軽減がはかれる最高床高が、610mm (ストローク 500mm) であること。
- 1-3 ベッドの昇降の際に、居室や病室の壁やキャビネットにぶつからないように垂直に昇降できること。
- 1-4 利用者の方の身体機能に合わせ、サイドレールや移動バー (介助バー) の取り付けが簡単におこなえるよう、サイドフレームに受け穴が片側 5 ケ所、合計 10 ケ所についていること。
- 1-5 背上げ角度 75 度、脚上げ角度 35 度の無段階調節が電動でおこなえること。
- 1-6 万が一、停電時等の電気の供給がおこなえない場合、背上げ、脚上げの角度をフラットにできる機能を有していること。
- 1-7 高さの調節は電動にて無段階調整がおこなえること。
- 1-8 利用者ならびに介護、看護する方の脚を挟み込まないように別スイッチなどの方法で 2 段階の最低高までさげられる機能を有していること。
- 1-9 手元スイッチは背上げ、脚上げ、高さが個別に操作できるボタンを有しており、背上げ時に利用者が脚側にずれにくくする背・脚同時操作のボタンを有していること。
- 1-10 手元スイッチには誤操作を防止する機能を有していること。
- 1-11 手元スイッチは、ボタンに蓄光機能などを有し消灯時にでも使用できること。
- 1-12 利用者に安心してゆったり使用していただけるよう、使用するマットレス幅は、910 mm 以上であること。
- 1-13 ベッドのヘッド、フットボードは、介護、看護がしやすいよう、取り外しが行え、安全の為にストッパー機能を有していること。
- 1-14 床板は、利用者が快適に使用できるよう、通気孔を設けていること。
- 1-15 差し込み式サイドレールは同一メーカーにて上記ベッドに取付けが可能であること。
- 1-16 移動バーは同一メーカーにて上記ベッドに取付けが可能であること。
- 1-17 マットレス外形寸法は全長 1,950mm、全幅 910mm、厚さ 80mm であること。
- 1-18 体圧分散性を発揮し身体にフィットするソフト面とスムーズな寝返りを促し寝姿勢を支えるハード面と状況で使い分けできるリバーシブル仕様であること。
- 1-19 マットレス詰物はウレタンフォーム、カバーは防水機能を有すること。

1-20 マットレスは次亜塩素酸ナトリウム 200ppm、消毒用エタノール約 80%、塩化ベンゼ
ルコニウム 0.2%、塩化ベンゼントニウム 0.2%で清拭が可能であること。